

ALFESS[™] Funktionel Elektriskt Stimulerings System



a

ALFESS™ FUNKTIONEL ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

Lad os præsentere en helt ny moderne Funktionel Elektrisk Stimulerings (FES) enhed som hedder ALFESS™. Denne innovative og smart designede ortose er et komplement til Allard AFO produktserien. ALFESS™ er beregnet til at forbedre gang hos personer som savner muligheden for at løfte foden frit ved gang. Den elektriske stimulering hjælper foden at aktivt dorsalflektare. Denne innovation er et samarbejde mellem Camp Scandinavias produktudviklingsteam og producenten som giver en helt unik, funktionel og mest af alt brugervenlig ortose.



Funktioner og fordeler

- Kan appliceres med en hånd
- Letvægt
- Diskret under tøj
- Enkel at programmere på enheden, håndkontrol eller i mobilapp
- Integreerede elektroder (behøver ikke bestille ekstra)
- En enhed - one size - enkelt at bestille
- Muligt at gå barfodet
- Vandtæt (kort tid)
- To aktivitetsindstillinger: Gang og Træning
- Oplader til integreret batteri

Indikationer:

Centrale nerveskader som:
Multipel Sklerose (MS) Cerebral Parese (CP) Indkomplette rygmærskader, Traumatisk hjerneskader

Kontraindikationer:

Anvendes ikke sammen med elektronisk monitoringsudstyr, defibrillator og højfrekvens medicinsk udstyr. FES behandling må ikke anvendes på patienter med pacemaker. Anvend ikke hvis du har en historik med Autonom dysreflexi. Anvend ikke FES efter nylig kirurgi hvor muskelkontraktion kan forstyrre helingsprocessen. For yderligere information om forsigtighedsområder og advarsler, læs venligst brugervejledningen.

a

ALFESS™ FUNKTIONEL ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ placeres på benet lige under knæet. Ved gang registrerer sensorerne hastighed og vinkler og tilpasser sig gangmønsteret. En algoritme sammenfatter informationen og sender elektriske impulser til nerverne, så foden løftes. Brugeren kan på simpel vis justere hvor meget stimulering, der ønskes. "Træningsniveauet" kan hjælpe brugeren til at gennemføre sin rehabilitering sammen med en fysioterapeut eller på egen hånd efter givne instruktioner.



Indstillinger laves på: Enheden, fjernbetjening eller i mobilapp.
Download app'en Foot Drop Rehab til din smartphone



Art.nr.	Modell	Storlek
282700000	ALFESS™ Komplet	One size
282710000	Forlængelses-bånd	One size
282720000	Stikkontakt EU	One size
282730000	Stikkontakt UK	One size
282740000	Ekstra kabel fjernbetjening	One size
282750000	Ekstra opladningsledning til ALFESS	One size
282770000	Fjernbetjening	-
282790000	Ekstra D-ring med magnet	One size
282820000	Alfess NFR	One size
282830000	Connect Gel	500 ml
282840011	A - cover, kosmetisk tekstilbetræk i beige	Small, 28-35 cm
282840012	A - cover, kosmetisk tekstilbetræk i beige	Medium, 34-44 cm
282840013	A - cover, kosmetisk tekstilbetræk i beige	Large, 43-56 cm



Support for better life!

Sverige
042-25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09 350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no

UK/Ireland
42 932 8177
info@allarduk.co.uk
allarduk.co.uk

USA
888-678 6548
info@allardusa.com
allardusa.com

International
42 25 27 01
info@allardint.com
allardint.com